




# Ficha técnica del producto Karpfrost

V 02 / 14.07.2016



# Wetrok Karpfrost

Pulverizador refrigerante



## Dosificación recomendada:



Sin diluir

## Ventajas:

Pulverizador refrigerante para eliminar fácilmente chicles y elastómeros.

Aplicación mediante una práctica lata de aerosol.

## Aplicación:

Para limpiar superficies resistentes a choques térmicos (tejidos y revestimientos de suelo duros).

## Importante:

Wetrok Karpfrost no debe emplearse para enfriar heridas.

También disponible en el kit Karpothek, para eliminar varios tipos de suciedad en superficies textiles.

## Propiedades:

Muy refrigerante

No soluble en agua

Incoloro

Inflamable

## Valor pH concentrado:

-

## Componentes importantes:

Solventes, gas propelente

## Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Recipiente a presión.

Proteger de la radiación solar y de temperaturas superiores a 50 °C.

No abrir a la fuerza ni quemar, incluso después de su uso.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

## Métodos de aplicación recomendados:

### Eliminación de chicles

Rociar el chicle con Karpfrost. Esperar hasta que el chicle esté blanco (congelado). A continuación, machacar y raspar el chicle con una espátula de plástico. Aspirar (en seco) los trozos sueltos inmediatamente. Repetir el procedimiento en caso necesario.